



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BOLSA TÉRMICA ADESIVA

RM-BT0013A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para áreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

Obrigada por escolher a BOLSA TÉRMICA ADESIVA, formato inovador que mantém frio exatamente a área que você precisa aliviar a dor. Maior mobilidade para o seu dia. Ideal para áreas pequenas e difíceis de aplicar como dedos, tornozelos, ombros, cotovelos, nuca, etc.

- Bolsa fria
- Muito prático
- Reutilizável
- Adesivo Removível
- Hipoalérgico

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Não utilize enquanto estiver dormindo.
- Para evitar o congelamento, deixe-o de lado até atingir uma temperatura que esteja confortável para sua pele.
- Não aplique por mais de 20 minutos por vez e mantenha intervalos de 20 minutos entre as aplicações.
- NÃO use em peles não saudáveis ou danificadas, nem use quente em áreas de hematomas ou inchaços que ocorreram dentro de 48 horas ou em áreas do corpo onde você não pode sentir frio ou com outras formas frias.
- NÃO use em pessoas incapazes de remover o produto, incluindo crianças, bebês e alguns idosos ou em pessoas incapazes de seguir todas as instruções de uso.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- NÃO use se o conteúdo da embalagem a frio vazou e / ou embrulhar caso estiver danificado ou rasgado.
- Se o conteúdo for exposto à pele ou aos olhos, enxágue abundantemente e consulte um médico.

- Interrompa o uso e consulte um médico se a dor piorar ou persistir por mais de 7 dias, ou se você sentir algum desconforto, inchaço, erupção cutânea ou outras alterações na pele.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar.

AVISO: VEDE A EMBALAGEM E ARMAZENE NO CONGELADOR PARA DURAR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. O PACOTE NÃO É LAVAVEL EM MÁQUINA.

DESCARTE: ESTE MATERIAL NÃO É UM RESÍDUO PERIGOSO, DESCARTE O PACOTE DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Flebite
 - Trombose
 - Diabetes
 - ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, aguarde para que fique em temperatura ambiente.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) leve ao no freezer por 2 horas remova o protetor do adesivo da parte traseira (**não a jogue fora**) e aplique a parte colante da bolsa na pele limpa e seca.

B) Aplique o produto na área desejada e remova após 3-10 minutos. Retire suavemente o produto, pois a pele pode ficar dessensibilizada após a aplicação a frio. Não torça, nem puxe.

C) Recoloque protetor do adesivo na parte traseira

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 10,5 x 10,5 cm

Peso: 70g

Garantia: 90 dias

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC

Nome Técnico: Bolsas (de Água, Silicone, Gel, Gelo e Outras)

Modelo: RM-BT0013A - Bolsa Térmica Adesiva.

Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 48 unidades de embalagem primária. Cada embalagem primária contém produto unitário.

Composição: 75% água purificada, 30% glicerina e 5% carboximetilcelulose de sódio.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Condições de Armazenamento, conservação, manipulação e precauções: A Bolsa Térmica da Relaxmedic pode ser armazenada tanto na geladeira como no freezer, ou em local de temperatura ambiente, protegido da umidade.

Condições de transporte: Durante o transporte do produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo de umidade.

Ver Instruções de Uso.



Registro Anvisa Nº: 81017930004

Validade: Indeterminada

Data de Fabricação: XX/XX/XXXX

Lote: XX/XXXX

Fabricado Por:



WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.
C-29, Jiahai Industry Park,
Panlongcheng Economic
Development Zone.Wuhan 430312 - China

Importado Por:



RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.
Avenida Marquês de São Vicente, 1619 –
26º andar - Sala 2608
Barra Funda, São Paulo-SP
CEP: 01139-003
CNPJ: 05.638.557/0001-76
TEL.: (11) 3393 3688
Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br>

FERNANDA SANTOS SILVA

Responsável Técnico

CRQ/SP 04466320

5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688