



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BOLSA TÉRMICA GEL SLIPPER

RM-BT0120A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS	3
2. LIMPEZA.....	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para áreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

Obrigada por escolher a BOLSA TÉRMICA GEL SLIPPER, é ideal para o alívio de dores, inchaço, entorses e contusões. Pode ser aplicada quente ou fria, basta utilizar o micro-ondas ou freezer. Adapta-se perfeitamente aos pés.

- Bolsa quente ou fria
- Muito prático

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- NÃO É PERMITIDO CAMINHAR COM O PRODUTO.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula. Se o conteúdo for ingerido, beba vários copos de água e entre em contato imediatamente com um médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- O uso por crianças, idosos ou pessoas incapacitadas é perigoso; monitorar para insensibilidade à temperatura do produto.
- Não se aplica em feridas abertas.
- Se o conteúdo for exposto à pele ou aos olhos, enxágue abundantemente e consulte um médico.
- Descartar se perfurado ou vazando. Não use o produto com pomadas, cremes ou analgésicos tópicos.

AVISO: Não ficar com o peso sob o produto. Use a bolsa somente sentado ou deitado.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções em: B) Sugestão de Uso – Quente.
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Flebite
 - Trombose
 - Diabetes
 - Ou desconforto.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2. LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, tenha a bolsa em temperatura ambiente.

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso - Frio

(Instruções de resfriamento com base em chinelos condicionados à temperatura ambiente.)

1. Coloque os chinelos na bolsa fornecida e coloque-os no freezer por 90 minutos.
2. Remova os chinelos do freezer e teste a temperatura, verifique se a temperatura está confortável.
3. Se a temperatura for aceitável, coloque os chinelos nos pés e permaneça sentado durante a aplicação.
4. Se a temperatura estiver muito baixa, remova os chinelos e aplique novamente quando a temperatura estiver confortável.
Você também pode usar meias finas enquanto usa os chinelos para obter proteção adicional.
5. Coloque na bolsa fornecida e guarde no freezer para uso futuro em aplicação fria.

NOTA: NÃO aplique por mais de 20 minutos.

A) Sugestão de Uso - Quente

(Instruções de aquecimento com base em um micro-ondas de 1.200 watts.)

1. Limpe o micro-ondas antes de usar.
2. Os chinelos devem estar em temperatura ambiente antes do uso do micro-ondas.
3. Distribua o gel uniformemente e coloque os chinelos nivelados, lado a lado no micro-ondas.
4. Aqueça na potência máxima por 30 segundos.
5. Remova, amasse bem para distribuir uniformemente o calor e verifique a temperatura desejada. (A temperatura continuará subindo um pouco.)
6. Se os chinelos estiverem muito quentes, remova dos pés e aplique novamente quando a temperatura for aceitável. Você pode usar também meias finas ao usar os chinelos para obter proteção adicional.
7. Para obter calor adicional, retorne ao micro-ondas e aqueça por mais 30 segundos. Monitore os chinelos durante o aquecimento, pois o aquecimento excessivo pode causar ruptura e vazamento.
8. Se a temperatura for aceitável, coloque os chinelos nos pés e permaneça sentado durante a aplicação.
9. Coloque na bolsa fornecida e guarde em temperatura ambiente para uso futuro em aplicação quente.

NOTA: NÃO aplique por mais de 20 minutos.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 13,5 x 30,5 cm

Peso: 840g

Garantia: 90 dias

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC

Nome Técnico: Bolsas (de Água, Silicone, Gel, Gelo e Outras)

Modelo: RM-BT0120A - Bolsa Térmica Gel Slipper

Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 16 unidades de embalagem primária. Cada embalagem primária contém produto unitário.

Composição: 75% água purificada, 30% glicerina e 5% carboximetilcelulose de sódio.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Condições de Armazenamento, conservação, manipulação e precauções: A Bolsa Térmica da Relaxmedic pode ser armazenada tanto na geladeira como no freezer, ou em local de temperatura ambiente, protegido da umidade.

Condições de transporte: Durante o transporte do produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo de umidade.



Registro Anvisa Nº: 81017930004

Validade: Indeterminada

Data de Fabricação: XX/XX/XX

Lote: XX/XXXX

Fabricado Por:



WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

C-29, Jiahai Industry Park,

Panlongcheng Economic

Development Zone.Wuhan 430312 - China

Importado Por:



RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Avenida Marquês de São Vicente, 1619 –

26º andar - Sala 2608

Barra Funda, São Paulo-SP

CEP: 01139-003

CNPJ: 05.638.557/0001-76

TEL.: (11) 3393 3688

Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br>

FERNANDA SANTOS SILVA

Responsável Técnico

CRQ/SP 04466320

5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688