



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## BALANÇA DIGITAL CARDIO APP

RM-BD2910A



- 1.
- 2.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

### Índice

CUIDADOS	.....3
.. LIMPEZA	

---

4	
3.	FUNCIONAMENTO.....5
4.	COMO USAR SUA BALANÇA.....6
6.	ENTENDA AS ANÁLISES.....16
7.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:.....20
8.	TERMOS DE GARANTIA.....21

**Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde portáteis a massageadores para áreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

Obrigado por escolher a BALANÇA DIGITAL CARDIO APP. Esta balança analisa a composição de corpo e pode ajudá-lo a medir o peso corporal, taxa de gordura corporal, rastreamento de equilíbrio corporal, IMC, gordura visceral, água corporal, massa muscular, massa óssea, taxa muscular esquelética, proteína, idade corporal, peso sem gordura, gordura subcutânea, índice cardíaco, frequência cardíaca e Taxa Metabólica Basal (BMR).

- Bluetooth: Conecte ao seu celular e tenha na sua mão o controle da sua bioimpedância.
- 4 Sensores
- Sem limite de contas cadastradas (cada conta pode adicionar 24 pessoas)

**IMPORTANTE:** Por favor, leia atentamente estas instruções neste manual antes de usar o dispositivo. O não cumprimento das instruções fornecidas no manual ou o uso desta balança de maneiras diferentes das mencionadas neste manual podem resultar em ferimentos em você ou danos à balança.

## 1. CUIDADOS

- NÃO fique na borda da balança ou pule nela;
- NÃO sobrecarregue a balança (Máx.180kg/ 400lb)
- NÃO deixe cair a balança e não ou deixe objetos sobre ela, pois isso pode danificar os sensores.
- NÃO mergulhe a balança na água nem use agentes químicos de limpeza. Limpe a balança com um pano levemente úmido.
- NÃO recomendado para mulheres grávidas.
- Qualquer medição obtida usando este dispositivo é apenas para referência e não deve ser considerada como uma opinião médica.
- Consulte o seu médico antes de fazer alterações em sua dieta, plano de exercícios ou atividades físicas.
- Coloque sempre a balança em uma superfície dura, seca e plana antes da medição. *(evite colocá-la entre o rejunte do piso, pode resultar em variação do peso).*
- Certifique-se de que seus pés estão secos antes de pisar na balança.
- Conecte as baterias de acordo com as polaridades corretas indicadas.
- Mantenha longe do alcance de crianças.

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Não desmonte sua balança. Se houver necessidades de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria. Se necessário, troque a bateria. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a Relaxmedic.

- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.

Caso o Bluetooth conectar, mas não mostrar todos os dados, feche todos os aplicativos do celular e DESLIGUE o Bluetooth. Em seguida, abra novamente o aplicativo (Fitdays). Assim que aplicativo estiver aberto, ative o Bluetooth.

**ATENÇÃO: A plataforma de vidro pode ficar muito escorregadia quando molhada, portanto, certifique-se de que tanto o vidro quanto seus pés estejam secos antes de usar.**

**AVISO: Os sistemas operacionais IOS e Android funcionam separadamente, de acordo com a transmissão que o Bluetooth faz, ou seja, o usuário precisa deletar a balança do sistema IOS se deseja conectar em um dispositivo de sistema Android.**

### **IMPORTANTE:**

- Portadores de marca-passos não devem usar este produto.
- Pessoas com implantes metálicos não poderão obter uma medição precisa.
- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Evite choques extremos (não deixe cair no chão).
- Baterias com vazamentos podem danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.
- Este produto não é a prova d'água.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule nem pise com força na balança e

### CONSELHOS DE BATERIA:

- Se a balança não for usada por longos períodos, recomenda-se remover as pilhas para evitar danos à balança devido ao possível vazamento da pilha.
- Não misture pilhas velhas e novas, com diferentes composições ou de marcas diferentes, a fim de evitar possíveis vazamentos ou explosão.
- Não aqueça, deforme ou exponha ao fogo as baterias.
- As pilhas gastas não devem ser descartadas com o lixo doméstico.
- Por favor, verifique com a sua autoridade local para conselhos de reciclagem de bateria.

### Descarte



O material de embalagem é reciclável. Por favor, descarte-o em um ambiente maneira amigável e leve-o para um centro de reciclagem.



Descarte o dispositivo de maneira ecologicamente correta. Descarte-o em um centro de reciclagem de dispositivos elétricos e eletrônicos usados. Você pode obter mais informações com suas autoridades locais.



Para proteger o meio ambiente, não recarregáveis e baterias recarregáveis não podem ser descartadas no lixo doméstico normal, mas deve ser levado a pontos de coleta adequados. Observe também os regulamentos estatutários relevantes regulando o descarte de baterias.

## 2. LIMPEZA

Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

### 3. FUNCIONAMENTO

Preocupar-se apenas com o peso durante o processo de emagrecimento não é uma boa estratégia. É importante observar também a porcentagem de gordura. Isto porque ela vai permitir dividir o corpo em dois compartimentos que são a massa magra, músculo, vísceras, ossos e sangue, e massa gorda, gordura.

Quando subimos na balança estamos pesando músculos, ossos, pele, órgãos, água, fluídos e gordura. Por isso, nem sempre quando os ponteiros ou números da balança indicam que emagrecemos significa que perdemos gordura corporal. Com a bioimpedância podemos acompanhar a evolução da composição corporal. Dessa forma podemos fazer uma análise mais completa e buscar resultados mais eficientes sobre nosso peso e dieta alimentar. Com a Balança Digital Cardio APP, podemos verificar numericamente e periodicamente, não somente se estamos aumentando ou perdendo, mas sim mudando sua composição corporal e melhorando sua saúde.

A meta de um programa de exercícios e de uma dieta equilibrada deve ser a redução e manutenção da gordura corporal em níveis saudáveis e a manutenção ou aumento da massa muscular (tecido magro e metabolicamente ativo). A Balança Digital Cardio APP pode ajudar você a atingir seus objetivos.

**DICA: PARA TER MAIS PRECISÃO DOS DADOS, SUGERIMOS QUE FAÇA A MEDIÇÃO SEMPRE NO MESMO PERÍODO: PELA MANHÃ E EM JEJUM.**

**IMPORTANTE:** a medição da balança não tem caráter de medição médica, nem deve por isso ter seus valores comparados com outras medições feitas em médicos e ou com outros aparelhos e técnicas. Entretanto, a análise comparativa das medidas da balança ajuda a avaliar como está evoluindo a sua composição corporal e sua composição de gordura, permitindo assim, ajustes em sua dieta e ou atividades físicas feitas por um profissional da saúde.

#### **Funções Fitdays APP:**

• Peso	• Taxa de Proteína
• Peso sem gordura	• TMB - Taxa Metabólica Basal (BMR)
• IMC - Índice de massa corporal (BMI)	• Idade do Corpo
• Taxa de Gordura corporal (BFR)	• Frequência Cardíaca Corporal
• Massa muscular	• Índice de Frequência Cardíaca
• Massa óssea	• Rastreamento do equilíbrio corporal
• Gordura visceral	• Percentual de Água

• Gordura subcutânea

• Taxa Muscular Esquelética


#### 4. COMO USAR SUA BALANÇA

Requisitos do sistema:

- Bluetooth 4.0
- Sistema operacional Android 4.3, iOS 8.0 ou versões acima
- Conexão com a internet (para download)

Instale o aplicativo Fitdays

- 1) Procure “Fitdays” na Apple Store ou no Google Play.
- 2) Faça o download e instale o aplicativo no seu dispositivo.
- 3) O ícone do aplicativo aparecerá no seu telefone após a conclusão da instalação.
- 4) Registre seu próprio ID por e-mail
- 5) Leia os Termos de Uso, faça o aceite e adicione dados pessoais. Confirme OK;
- 6) Nota: Inserir o sexo, idade, altura. O preenchimento incorreto desses dados pode deixar a análise corporal menos precisa. OBS.: Caso você pratique atividades físicas mais de 3 vezes por semana acione o “Modo Atleta”. O cálculo da gordura corporal será atualizado automaticamente no aplicativo, a gordura corporal e o músculo serão alterados.



Após selecionar o aplicativo, clique em instalar ou obter, será requisitada permissões. A velocidade do download e instalação pode variar de acordo com seu celular e conexão.

Pressione abrir.

**Nota: Deixe seu bluetooth ativado para que a balança possa ser conectada automaticamente.**

1- Insira 4 pilhas AAA no suporte da bateria, na parte de trás da balança. Coloque a balança no chão duro e plano.



2- Abra o aplicativo, conforme tela abaixo.




Ligue o Bluetooth e a acione a Localização no seu smartphone no menu de ajustes de seu smartphone. No aplicativo Fitdays, emparelhe a balança. Clique em MEU ----> Dispositivo --> aperte o sinal + do lado direito da tela. O APP irá localizar sua balança. Selecione o dispositivo "icomon" localizado.

**IMPORTANTE: a balança precisa estar ligada todo o tempo nesse processo.**

3- Essa tela de login. Serão 2 opções: login e registrar.

- Login: caso você já tenha um cadastro, basta selecionar essa opção.




The screenshot shows a mobile app login screen. At the top, the time is 11:42 and there are icons for signal strength, Wi-Fi, and battery. A back arrow is on the left and a 'Registrar' link is on the right. The main heading is 'Fitdays Login'. Below it, the text says 'Por favor, digite seu E-mail' followed by an input field containing 'example@gmail.com'. Underneath is another heading 'Digite a senha' with the instruction '6-16 números ou letras' and an input field containing 'Digite a senha'. There is a checked checkbox for 'Lembrar senha' and a link for 'Esqueci minha senha.'. A large teal 'Login' button is centered. At the bottom, it says 'Outras formas de fazer login' with icons for Facebook and Instagram.

- Registrar: para fazer seu registro, selecione essa opção.

- Para registrar, você irá precisar informar um e-mail válido e uma senha. Após incluir essas informações, será necessário incluir suas informações pessoais: Nome, sexo, data de nascimento e altura. Caso o app solicite sua altura em polegadas, preencha com qualquer número e depois de fazer o cadastro, altere a unidade de medida.





11:41      Ajuda

Registro de E-mail  
Por favor, digite seu E-mail  
example@gmail.com

Senha  
6-16 números ou letras  
Digite a senha

Senha novamente  
Repita a sua palavra-passe

Já tenho uma conta.

Próximo

11:46

Masculino      Feminino

sobrenome

SUPORTE

Data de Nascimento  
01/01/1995

Altura  
165cm


Peso-alvo  
56.1kg

Modalidade do atleta

As informações pessoais são avaliadas apenas como dados de saúde, a Fitdays irá mantê-lo confidencial

Confirmar

#### 4- Tela principal do aplicativo:




- Você irá poder controlar seu peso, BMI, TGC, massa muscular, porcentagem de água do corpo, massa óssea, TMC, gordura visceral, gordura subcutânea, taxa proteica, peso ideal, controle do peso, gordura corporal, peso sem gordura, peso muscular, quantidade de proteína.  
Todos os tópicos possuem uma breve explicação.

- Toque o seu pé na balança para ativar a exibição. Espere até o visor mostrar “0.0” kg.
- Pise na balança com os pés descalços para ativar a balança.
- Nota: Se pisar na balança com meias, apenas o peso e o IMC serão medidos e exibidos na página principal. Para obter dados completos, por favor, pise na balança com os pés descalços.



5- Caso sua balança não conecte automaticamente com o aplicativo, siga os seguintes passos:  
Certifique-se que seu bluetooth está ativado.

Na tela inicial, pressione “Meu” na parte inferior do lado direito. Depois disso, aperte “Meu Aparelho” e aguarde a sincronização.



- Caso sua balança esteja com unidades de medidas diferentes do que está habituado, pressione “Meu” na parte inferior lado direito. Em seguida pressione “Configurações” e depois “Unidade de Comutação” e a seguinte tela irá aparecer:

12:17



< Unidade de comutação

Unidade de altura

cm ✓

inch

Unidade de peso

kg ✓

lb

st

Para alternar a unidade KG / LB / ST, pressione / toque no botão UNIT na parte inferior da base da balança ou dentro da caixa da bateria.


5. Depois da pesagem, equilibre o peso entre as pernas, ajustando para que os dois lados do corpo fiquem o mais dividido possível. Durante a pesagem, você pode fazer o ajuste. No visor aparecerá > (maior) ou < (menor) mostrando o percentual de cada lado do corpo.




Ajuste até que apareça o símbolo  $\approx$ . Isso significa que a diferença entre os lados é menor que 12% e é o ideal para uma pesagem mais precisa.




7. Após o rastreamento do equilíbrio corporal, ele medirá a frequência cardíaca do corpo. O ícone do coração, como abaixo, pisca durante a pesagem e análise. Continue na balança até a medição terminar, seu telefone receberá todos os dados da balança.




8. Você pode encontrar o relatório de análise sobre Peso Corporal, IMC, BMR, Músculo, Massa Óssea etc. (veja detalhes completos em Mais dados >>). Quando você clica em Gravar, pode ver seu formulário de bate-papo a longo prazo. O Fitdays permite que você Zoom + o registro para todas as funções através do ícone direito; O Fitdays também suporta registro de recentemente, semana, mês e ano.



9. Adicione ou troque de usuário clicando no ícone à esquerda, ou clique em MEU -> Gerenciar usuários e adicione dados pessoais. A balança inteligente pode reconhecer qual usuário está pisando nela e lembrá-lo de mudar o usuário correto. Cada conta pode suportar 24 usuários.




10. Pesando o bebê: clique em + -> Modo Bebê. Pise na balança por conta própria, depois que a balança ganhar peso e segure o bebê para obter o peso do bebê.



## 6. ENTENDA AS ANÁLISES

Após a pesagem, clique em “Mais dados” para ter acesso a todas funções.



### I. PESO

Este é um dos sinais importantes de reação e medição da saúde de uma pessoa.

### II. IMC

O IMC (Índice de Massa Corporal) é uma ferramenta usada para detectar casos de obesidade ou desnutrição, principalmente em estudos que envolvem grandes populações.

É possível encontrar o resultado do índice fazendo uma conta que envolve a relação do peso de uma pessoa em quilos com a sua altura ao quadrado. Para a avaliação individual, no entanto, ele pode ser falho por não levar em conta a composição desse peso corporal, que pode ser composto por gordura, músculos, água e estruturas ósseas.

Tabela e resultados - IMC

IMC	Resultado
Menos do que 18,5	Abaixo do peso
Entre 18,5 e 24,9	Peso normal



---

Entre 25 e 29,9	Sobrepeso
Entre 30 e 34,9	Obesidade grau 1
Entre 35 e 39,9	Obesidade grau 2
Mais do que 40	Obesidade grau 3

### III. % GORDURA

Preocupar-se apenas com o peso durante o processo de emagrecimento não é uma boa estratégia. É importante observar também a porcentagem de gordura.

A bioimpedância elétrica é realizada por meio de um aparelho que é capaz de mandar um estímulo elétrico de baixa voltagem, você não sente nada, que atravessam os hemisférios do corpo e fornece com isso o valor da quantidade de água corporal e depois esse valor é usado em uma outra equação que estima o percentual de gordura.

Para a realização de testes de percentual de gordura, é recomendável:

- Ingerir, no mínimo, 2 litros de água no dia anterior ao exame;
- Não estar no período menstrual ou pré-menstrual no dia do exame;
- Não realizar exercício físico ou sauna nas 08 horas anteriores;

### IV. PESO CORPORAL SEM GORDURA

Peso do corpo com exceção da gordura do corpo.

### V. GORDURA SUBCUTÂNEA

Percentual de gordura localizada logo abaixo da pele. Se você tem muita, por exemplo, não será capaz de ver os músculos do seu abdômen. É menos prejudicial que a visceral, mas também deve ser subtraída do nosso organismo.

### VI. GORDURA VICERAL

Localizada atrás dos músculos, acomodada junto aos órgãos, tem aparência de “gordura dura” como se fosse uma bola. Caracteriza a obesidade em formato de “maçã”. Conhecida como a “barriga de cerveja”, embora presente até mesmo em quem não use bebida alcoólica.

Esse tipo de gordura mais frequente em homens do que em mulheres.

Gordura visceral pode estar associada ao aumento de doenças cardiovasculares, aumento da insulina e da glicemia, hipertensão e síndrome metabólica.

## **VII. MASSA MUSCULAR**

O sistema muscular é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo. Existem cerca de 600 músculos no corpo humano; juntos eles representam de 40 a 50% (percentual considerado normal pelo app) do peso total de uma pessoa.

## **VIII. % ÁGUA**

A água não é apenas importante, mas indispensável para a vida humana, representando cerca de 50%-65% do peso de um adulto. Ela é o elemento mais importante do corpo, o principal componente das células e um solvente biológico universal, por isso todas as nossas reações químicas internas dependem dela. A água também é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente em todas as secreções (como o suor e a lágrima), no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina, ossos e na pele.

## **IX. MASSA ÓSSEA**

É o conteúdo mineral, dos ossos. É uma boa medida para acompanhar a tendência ao longo do tempo, pois a massa óssea pode cair com a idade.

O conteúdo médio de massa óssea em um adulto normal é considerado entre 3%-5% do peso corporal.

Fatores de risco que podem diminuir a massa óssea:

- Baixo nível de cálcio
- Menopausa feminina
- Fumo
- Consumo de bebidas alcoólicas
- Vida sedentária
- Idade
- Mulheres podem ter mais facilmente perda óssea.

## **X. % PROTEÍNA**

As proteínas são nutrientes essenciais ao corpo humano. São consideradas os “tijolos” do corpo, fazendo parte de todos os tecidos.

O percentual de proteínas é considerado normal entre 14%-18%.

## **XI. TMB**

A Taxa Metabólica Basal (TMB) é o mínimo de energia necessária para manter as funções do organismo em repouso, como os batimentos cardíacos, a pressão arterial, a respiração e a manutenção da temperatura corporal. O cálculo da TMB, é importante na definição de programas alimentares pois serve de referência para consumo correto de calorias. Os indivíduos com TMB mais altas queimam mais calorias, indivíduos com maiores massas musculares aumentam a TMB.

## XII. IDADE DO CORPO

A idade corporal mostra como está o organismo, se envelhecido ou conservado em relação à idade cronológica, que é a idade que o indivíduo conta desde que nasceu. O APP da balança fará o cálculo de acordo com a composição corporal.

## XI. FREQUÊNCIA CARDÍACA

A frequência cardíaca média para adultos saudáveis é de 60 a 100 bpm.

## GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### 1. Bluetooth não conectado

- A balança e seu smartphone precisam ter o Bluetooth e localização ativados.
- Verifique a versão do sistema operacional do seu smartphone, ele deve ser iOS 8.0 ou superior/ Android 4.3 ou superior, funcionam apenas separadamente na balança.
- Clique em EU -> dispositivo encontre a balança

### 2. Nenhum dado de gordura corporal medido por pesagem

- O usuário deve estar descalço para medir a gordura corporal.
- Certifique-se de que seus pés e a balança estejam secos.
- A balança não termina a pesagem quando a exibição do número está piscando (Continue de pé na balança por cerca de 10 segundos até que o número no visor pare de piscar).
- Bluetooth não está conectado.
- Bluetooth está emparelhado com uma balança diferente.

### 3. A escala está produzindo peso inconsistente.

- Verifique se a balança está em uma superfície plana e dura.
- Verifique cada pé do sensor na parte de trás para se certificar de que nada está preso à parte inferior do mesmo.
- Remova as baterias para redefinir a balança;

### 4. O aplicativo está exibindo a proporção de gordura-músculo incorreta

A configuração dos parâmetros do corpo está incorreta, verifique se você inseriu o sexo, a altura e a idade corretos.

5. Como recalibrar a balança depois de mover ou substituir as pilhas?

Pise na balança para ligá-lo. Automaticamente inicia em 0,0 kg para calibração.

6. A balança não liga

Remova as baterias e coloque-as de volta. Certifique-se de inserir as baterias na direção correta e verifique se estão devidamente carregadas.

7. Como mudar de unidade

Você precisa alterar a unidade de balança pelo botão traseiro. O APP mostrará a mesma unidade com a balança.

8. Não leitura nas informações da BIA

Esse erro acontece muito provável por uma falha na sincronização do celular com o APP, segue abaixo um link com o vídeo autoexplicativo de como corrigir essa falha.



## SÍMBOLOS DE INDICAÇÃO

LO	Bateria fraca - por favor troque as baterias (4x1.5V AAA).
Err	Sobrecarga de Peso
C	Ocorreu um erro durante a medição. Saia da balança e pise novamente para repetir o processo de medição.

## 7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Tamanho do produto: 30,0 x 27,5 x 2,5 cm
- Display LCD: 6,2 x 10,9 cm
- Unidade de peso: Kg /lb/st
- Limite de peso: 6 kg-180 kg

- Fonte de Alimentação: 4xAAA baterias (não incluídas)
- Modo bebê: Para usuários com menos de 18 meses, o aplicativo entra no modo bebê automaticamente ao medir.
- Indicação de bateria fraca e sobrecarga:
- Número da conta: cada conta de e-mail com no máximo 24 usuários.

## 8. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **1 ano**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

[www.gruporelaxmedic.com.br](http://www.gruporelaxmedic.com.br)

[suporte@gruporelaxmedic.com.br](mailto:suporte@gruporelaxmedic.com.br)

Tel.: (11) 3393-3688