



# Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

## LINHA BOLSAS TÉRMICAS GEL

BOLSA TÉRMICA GEL BLACK MULTI FUNCIONAL RM-BT0220A,

BOLSA TÉRMICA GEL BLACK MULTI FUNCIONAL RM-BT0221A,

BOLSA TÉRMICA GEL BLACK COSTAS RM-BT0200A,

BOLSA TÉRMICA GEL BLACK OMBRO RM-BT0210A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **Índice**

1. CUIDADOS.....	3
2. MODO DE USAR.....	4
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	5
4. TERMOS DE GARANTIA.....	6

### **Apresentação:**

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para áreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

**Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.**

## **1. CUIDADOS**

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente a vida útil do produto.

- A limpeza do produto deve ser feita com um pano úmido, não submergir em água, não lavar na máquina de lavar roupas;
- Deixe o produto secar ao ar livre, não use secadora;
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar;
- Não utilize o produto em pessoas incapazes de remover o produto sozinhas, como crianças pequenas, bebês, alguns idosos ou pessoas incapazes de seguir as instruções de uso;
- Após o uso coloque em um saco reutilizável. Armazene no congelador para prolongar a vida útil do produto, facilitando a próxima terapia fria.
- Este material não é considerado resíduo perigoso. Descarte o produto de acordo com as regulamentações locais para resíduos não perigosos;
- Não aqueça o produto em fogão ou no forno, e evite períodos prolongados de aquecimento;
- Antes de utilizar inspecione o produto, se estiver perfurado, gasto ou danificado, descarte-o;
- Se durante o uso houver irritação, desconforto ou queimadura, remova o produto imediatamente;
- Não aplique pressão adicional ou peso extra sobre o produto durante o uso;

- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais de estimação;
- Não aplique sobre pele sensível, inflamada ou feridas abertas;
- Não utilize enquanto estiver dormindo;
- Não ingerir o conteúdo do produto.
- Uso externo.

**IMPORTANTE:**

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto;
- Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
- Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções do manual;
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
- Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
  - ✓ Flebite;
  - ✓ Trombose;
  - ✓ Diabetes;
  - ✓ ou desconforto
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual.
- O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

## **2. MODO DE USAR**

Aplique por no máximo 20 minutos de cada vez, com intervalos de 20 minutos entre as aplicações.

### **Terapia Fria**

Coloque o produto no congelador ou refrigerador por pelo menos 2 horas. Deixe até que alcance a temperatura desejada.

Antes de aplicar, verifique a temperatura do produto para garantir que está adequada para a aplicação.

*Observação: Verifique se a temperatura da embalagem está adequada antes da aplicação. Se a bolsa de gelo estiver congelada por mais de 4 horas a uma temperatura de -18 °C, recomendamos deixá-la de lado até amolecer um pouco antes da aplicação. Isso ajudará a prolongar a vida útil do produto, pois a resistência do material ao frio pode atingir seu limite, resultando em possíveis rachaduras.*

---

Coloque a bolsa na área afetada. Use uma camada de tecido, se necessário, para evitar contato direto com a pele, especialmente se a temperatura estiver muito baixa.

### **Terapia Quente**

Aqueça o produto no micro-ondas por 40 segundos.

Retire o produto do micro-ondas e verifique a temperatura.

Se a temperatura não for suficiente, proceda ao passo seguinte.

Se necessário, aqueça em intervalos adicionais de 5 segundos até que a temperatura segura e desejada seja alcançada.

Coloque a bolsa na área afetada.

Certifique-se de que a temperatura é confortável e não cause desconforto ou queimaduras.

Use uma camada de tecido, se necessário, para evitar contato direto com a pele.

## **3. CARACTERÍSTICAS**

Projeto seguro que evita vazamentos.

Fabricado com materiais seguros e não tóxicos.

Livre de odores desagradáveis.

Revestimento confortável para a pele.

Pode ser utilizado tanto para terapia quente ou fria.

Projetado para durar por um longo tempo, mesmo com uso frequente.

Produto reutilizável

### **3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

#### **RM-BT0200A -BOLSA TÉRMICA GEL BLACK COSTAS**

Revestimento externo de tecido: Nylon (Poliamida), Velcro.

Material interno de Gel Líquido:(água (70%)+ glicerina (25%) + poliacrilato de sódio (5%))

Tamanho: 113cmx23,5cm

Peso: 400 grs.

#### **RM-BT0220A-BOLSA TÉRMICA GEL BLACK MULTI FUNCIONAL**

Revestimento externo de tecido Nylon (Poliamida).

Material interno de Gel Líquido:(água (70%)+ glicerina (25%) + poliacrilato de sódio (5%)).

Tamanho: 23cm x 26cm

Peso: 488 grs.

#### **RM-BT0221A-BOLSA TÉRMICA GEL BLACK MULTI FUNCIONAL**

Revestimento externo de tecido Nylon (Poliamida).

Material interno de Gel Líquido:(água (70%)+ glicerina (25%) + poliacrilato de sódio (5%)).

Tamanho: 30cm x 27cm

Peso: 855 grs.

**RM-BT0210A-BOLSA TÉRMICA GEL BLACK OMBRO**

Revestimento externo de tecido Nylon (Poliamida).

Material interno de Gel Líquido:(água (70%)+ glicerina (25%) + poliacrilato de sódio (5%).

Tamanho: 107cm x 29cm

Peso: 650 grs.

**ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Pode ser armazenada tanto na geladeira como no freezer, ou em local de temperatura ambiente, protegido da umidade.

Durante o transporte do produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo de umidade.

**4. TERMOS DE GARANTIA**

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

**FABRICADO POR:**

WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO., LTD.

No. 28-1 Linkong North Road, Hengdian Street,  
Huangpi District, Wuhan, China 430301

---

**IMPORTADO POR:**

RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 05.638.557/0001-76

SAC (11)3393-3688

Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br>

Registro Anvisa: 81017930004

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FERNANDA SANTOS SILVA

CRQ-IV 04466320