



BOLSA TÉRMICA GEL SOFT RM-BT0019A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS	3
2. LIMPEZA	4
3. MODO DE USAR.....	4
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5
5. TERMOS DE GARANTIA.....	7

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produto que vão desde portáteis a massageadores para aéreas específicas, até poltronas capazes de massagear o corpo da cabeça aos pés.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

Obrigada por escolher a BOLSA TÉRMICA GEL SOFT, é ideal para o alívio de dores musculares, inchaço, entorses e contusões. Pode ser aplicada quente ou fria, basta utilizar o micro-ondas ou freezer. Adapta-se perfeitamente a diversas partes do corpo.

- Bolsa quente ou fria
- Muito prático

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil;

- Para evitar o dano ao produto não aqueça no fogão ou no forno.
- Pessoas com diabetes, doenças circulatórias, infecção, doenças de pele, sensibilidade ao calor ou frio devem consultar um médico antes de usar.
- Este produto pode causar queimaduras e congelamentos.
- Não utilize enquanto estiver dormindo.
- Se durante o uso tiver irritação, desconforto ou queimadura, remover o produto imediatamente.
- Não coloque peso extra sobre o produto.
- Não engula.
- Não aplique na ferida aberta.
- Manter fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- O uso por crianças, idosos ou pessoas incapacitadas é perigoso, caso não seja monitorado.
- Se engolir acidentalmente ou entrar em contato com os olhos, lave com água e consulte um médico.
- Não use este produto com analgésicos ou pomadas tópicas.
- Este produto não é tóxico.
- Verifique se há vazamentos antes de usar.
- O aquecimento excessivo pode causar ruptura ou vazamento do gel.

- Descarte se perfurado ou vazando.
- Se a embalagem de gel começar a se expandir durante o aquecimento no micro-ondas, pare de aquecer e deixe esfriar.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o produto.
 - Não utilize o produto em pessoas com problemas de sensibilidade na pele ou de circulação.
 - Não coloque o produto diretamente no micro-ondas, siga as instruções em: B)
- Sugestão de Uso – Quente.**
- Não use na pele, inflamada ou com erupções cutâneas.
 - Pessoas com qualquer um dos diagnósticos abaixo deve consultar um médico antes de usar o produto:
 - Flebite
 - Trombose
 - Diabetes
 - ou desconforto.
 - Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins terapêuticos.
 - O fabricante não será responsável pelo uso indevido do produto.

2. LIMPEZA

Para efetuar a limpeza, tenha a bolsa em temperatura ambiente. Recomendamos que seja utilizado somente um pano levemente umedecido com sabão neutro para a limpeza.

3. MODO DE USAR

A) Sugestão de Uso - Frio

(Instruções de aquecimento com base em um freezer).

1. Coloque a bolsa térmica de gel no freezer por pelo menos 2 horas.
2. Quando a temperatura for aceitável, aplique-a na área desejada. Não aplique por mais de 20 minutos.

Nota: A bolsa térmica pode precisar ser embrulhada em uma toalha ou pano quando aplicada. O frio afeta os indivíduos de maneira diferente; sempre deixe em uma temperatura confortável. Monitore a pele durante a aplicação para evitar congelamento.

3. Guarde no freezer para uso futuro em aplicação fria.

Recomenda-se aplicação fria para auxiliar lesões com efeito terapêutico. Na maioria dos casos, a aplicação fria é o primeiro socorro aplicado imediatamente a lesões relacionadas ao esporte. Isso manterá o inchado baixo, minimizará a inflamação, reduzirá a dor e o desconforto. A mudança da aplicação quente para a fria também pode ajudar na cicatrização após a aplicação inicial de quente ou fria.

A) Sugestão de Uso - Quente

(Instruções de aquecimento com base em um micro-ondas de 1.200 watts).

1. A bolsa térmica de gel deve estar à temperatura ambiente antes do uso do micro-ondas.
 2. Coloque a bolsa térmica no micro-ondas e aqueça na potência máxima por 40 segundos.
 3. Remova e verifique a temperatura desejada. A temperatura continuará subindo um pouco.
 4. Se desejar calor adicional, retorne ao micro-ondas e aqueça por mais 5 segundos.
- Monitore a bolsa térmica durante o aquecimento, pois aquecimento excessivo pode causar ruptura e vazamento.
5. Aplique no local desejado.
 6. Se a bolsa térmica estiver desconfortavelmente quente, remova e aplique novamente quando a temperatura parecer aceitável.
 7. Se for necessário reaquecer, siga as etapas 1 a 6 novamente.
 8. Armazene à temperatura ambiente para uso futuro em aplicação quente.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensões: 12,7 x 27,4 cm

Peso: 300g

Garantia: 90 dias

BOLSA TÉRMICA RELAXMEDIC

Fabricado Por:

Nome Técnico: Bolsas (de Água, Silicone, Gel, Gelo e Outras)

Modelo: RM-BT0019A – Bolsa Térmica Gel Soft

Apresentação / Conteúdo: Caixa de transporte com 24 unidades de embalagem primária. Cada embalagem primária contém produto unitário.

Composição: 75% água purificada, 30% glicerina e 5% carboximetilcelulose de sódio.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL.

Condições de Armazenamento, conservação, manipulação e precauções: A Bolsa Térmica da Relaxmedic pode ser armazenada tanto na geladeira como no freezer, ou em local de temperatura ambiente, protegido da umidade.

Condições de transporte: Durante o transporte do produto, mantê-lo em temperatura ambiente ao abrigo de umidade.



Registro Anvisa Nº: 81017930004

Validade: Indeterminada

Data de Fabricação: xx/xx/xxxx

Lote: xx/xxxx



WUHAN PAKCARE BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.

C-29, Jiahai Industry Park,

Panlongcheng Economic

Development Zone.Wuhan 430312 - China

Importado Por:



RELAXMEDIC IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Avenida Marquês de São Vicente, 1619 –

26º andar - Sala 2608

Barra Funda, São Paulo-SP

CEP: 01139-003

CNPJ: 05.638.557/0001-76

TEL.: (11) 3393 3688

Site: <http://www.gruporelaxmedic.com.br>

FERNANDA SANTOS SILVA

Responsável Técnico

CRQ/SP 04466320

5. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **03 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **3 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688